

# Rito™ Microplate Reader

免疫酵素  
分析儀的  
完整解決方案

自動化酵素  
免疫分析儀

可支援各種  
不同微孔盤



**GB Rito™** 是一款自動化酵素免疫分析儀，具備友善操作的觸控介面和軟體，可用於所有常規免疫測定、生化、激素等。

**GB Rito™** 是一款獨特設計的酵素免疫分析儀，適用於 **96** 微孔盤的檢測。**GB Rito™** 以實惠的價格提供精準的結果。內建結果輸出和 **USB** 連接外部數據傳輸功能。與軟體一起，**GB Rito™** 非常適合各種應用，從 **ELISA** 擴展到蛋白質和細胞檢測。

規格	
尺寸(寬x深x高)	405 x 380 x 280 mm
重量	10 kg
電源	
輸入功率	115 – 230 Volts ± 10%, 50 – 60 Hz
系統規格	
顯示	7英寸彩色觸控面板
傳輸介面	RS232接口和USB
分析模式	吸光度、臨界值、多標準品、吸光度百分比、單一標準品、吸收、比值。
檢量線繪製	螢幕顯示與可列印輸出
光學系統	
測量線性範圍	0.000至3.500吸光度單位 (A)
測光精度	± 1 % 或 0.007，以 0 至 1.5 A 範圍內的較高者為準 ± 2 % 從 1.5 A 至 3.5 A
分辨率	0.001
光源	鹵素燈泡
過濾器	
濾光片	高品質窄帶干擾
濾片波長	405、450、492、630 nm & 兩個可選
光譜帶寬	<10nm
記憶	
檢測程式	250 組
檢測結果	9600個結果
印表機	內置熱敏52列

- ✔ 適用不同微孔盤(U型、V型與平底)。
- ✔ 可靠的測量結果。
- ✔ 具有可變速度和持續時間的內建震盪器。
- ✔ 雙色讀數。
- ✔ 內建矩陣模式，可通過外部印表機連接功能以Excel格式輸出結果。
- ✔ 使用不同選項繪製廣泛的曲線。

訂購訊息:

型號	產品
S00345	Rito™ Microplate Reader

※規格如有變更，恕不另行通知。

授權經銷商



www.gbc.com.tw

Tel: 03-577-9221  
sales.group@gbc.com.tw

300092 新竹縣寶山鄉創新一路 6 號