

Wato™ Microplate Washer

內建穩定器、
吸液和分液泵

可編程
ELISA 清洗儀

可支援
各種不同的
微孔盤



GB Wato™ 是一款自動微孔盤清洗儀，內建恆溫培育槽以及可編程計時。支援各種類的微孔盤，並且可在微孔盤載體中輕鬆互換，以最大限度地提高清洗的性能。

一款易於操作、可靠的微孔板洗盤機，適用於所有 **ELISA** 微孔盤應用。

規格	
尺寸(寬x深x高)	330 x 405 x 175 mm
重量	6 kg
電源	
輸入功率	50 Watts / 115 - 240 Volts ± 10 %, 50/60 Hz
系統規格	
顯示	高解析度觸控面板
歧管	可高壓滅菌和可替換的8/12通道歧管。
分液	可編程範圍為 50 µl - 1000 µl，精度為 3-5 %
清洗循環	高達 99 次
浸泡時間	長達 999 秒
抽吸	
方法	在分液時連續進行，從而防止溢出。
殘餘量	< 2 µl
廢瓶	容量2升，密封
洗瓶&沖洗瓶	容量2升，非密封
液體接觸材料	矽、不銹鋼、Derline
清洗方式	整盤清洗、單列清洗、頂部清洗、底部清洗、溢流洗、沖洗、清洗、消毒。
恆溫培育槽	可容納兩個微孔盤，37°C
計時器	可單獨編程 2 個

- ✔ 適用於96微孔盤的可編程計時的自動微孔盤清洗儀。
- ✔ 專門設計的 8/12 通道歧管組件，可避免孔底出現任何刮痕。
- ✔ 可自行設定浸泡時間、清洗週期和分配量。
- ✔ 內建穩定器、吸液和分液泵。

訂購訊息:

型號	產品
S00346	Wato™ Microplate Washer

※規格如有變更，恕不另行通知。

授權經銷商



www.gbc.com.tw

Tel: 03-577-9221
 sales.group@gbc.com.tw
 300092 新竹縣寶山鄉創新一路 6 號